



Nozohaem. Stoppar näsblod på direkten.

Näsblod är jobbigt. Oavsett när det uppkommer och om det beror på yttre påverkan eller har medicinska orsaker. Det är ändå alltid besvärligt och en smula skrämmande.

Det finns gott om traditionella "kurer", men hittills har det inte funnits något enkelt och effektivt sätt att stoppa näsblod.

Nu finns Nozohaem®.

Och Nozohaem stoppar näsblod på direkten.

Lätt att använda, snabbt och effektivt.

Nozohaem är ett lättanvänt, säkert och effektivt medel i gelform, som stoppar näsblod på direkten.

Gelen lägger ett lätt tryck på blodkärlen så att blodet lever sig och blödningen upphör.

När blödningen har upphört kan gelen lämnas i näsborren där den torkar ihop och försvinner av sig själv, eller också kan den försiktigt snytas ut i en näsduk.



De aktiva ingredienserna i Nozohaem är glycin och kalcium.
Ett lätt tryck från gelen gör att näsans slemhinna och blodkärlen drar sig samman.
Kalciumet i gelen hjälper också blodet att levera sig.
Studier* visar att med hjälp av Nozohaem stoppas 76% av blödningarna inom 30 minuter.

*Tibbelin et al. Effect of Local Tranexamic Acid Gel in the Treatment of Epistaxis

Idrottsskada? Stress? Petat näsan? Nozohaem stoppar näsblod på direkten.

Näsblod?

Använd en eller flera tuber Nozohaem så som visas på bilderna.



Snyt näsan ren från blod och kläm försiktigt över näsryggen.



Placera spetsen på Nozohaem-tuben i näsborren och kläm in gel tills blodet slutar rinna. Ibland kan det behövas ytterligare en tub. Torka bort eventuellt överskott och låt gelen vara kvar i näsan under 30 minuter. När blödningen har upphört kan gelen lämnas i näsborren där den torkar ihop och försvinner av sig själv, eller också kan den försiktigt snytas ut i en näsduk.

**För mer information besök
stoppanasblod.nu**

Nozohaem®

Pharmacure Health Care AB, Box 53245, 400 16 Göteborg,
Tel 031-49 49 25, mail info@pharmacure.se, www.pharmacure.se