

Vad används Otinova för?

För att förebygga och behandla hörselgångsinflammation/eksem, s.k. simmaröra (extern otit).

Hur verkar Otinova?

Otinova verkar lokalt bakterieavdödande och har även en uttorkande och avsvällande effekt.

Vad innehåller Otinova?

Aluminiumacetat och aluminiumacetotartrat (1,8% aluminium), ättiksyra, vatten, pH 3-4 (Burow's lösning). 15 ml.

Att tänka på innan och när Otinova används

Otinova ska inte användas vid rör eller befarat hål i trumhinnan.

Otinova bör ej användas på barn under 5 års ålder utan läkares rekommendation.

Vid uttalade besvär, ömhet kring och i örat samt hörselnedsättning ska läkare konsulteras. Man bör vidare undvika kontakt med vatten och låta bli att peta sig i öronen. Undvik även tvål och schampo.

Undvik kontakt med ögonen. Undvik inandning.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Doseringsanvisning

Används för att förebygga och behandla extern otit, t.ex. i samband med perioder av frekvent kontakt med vatten och/eller fuktig miljö såsom badsemester.

Töm ut eventuellt kvarvarande vatten ur öronen.

Spraya 1-2 gånger i hörselgången 2-3 gånger om dagen samt efter varje gång vatten kommit in i öronen. Luta huvudet efter sprayning så att vätskan når längst in i hörselgången.

Bruksanvisning

Innan sprayen används första gången, pumpa några gånger tills en jämn dusch erhålls. Håll spetsen mot yttre hörselgången och pumpa 1-2 gånger.

Vilka biverkningar kan Otinova ge?

Eventuellt kan Otinova ge upphov till en övergående lättare sveda i hörselgången. Om svedan består eller besvären förvärras så sök läkare. Om vätskan kommer i ögonen skölj rikligt med vatten.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras i rumstemperatur.

Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.



Tillverkare/Information lämnas av

Amellnova AB
Tallmovägen 8, Box 10036
750 10 Uppsala, Sverige
Tel: +46 18 14 54 55
www.amellnova.se

Tillverkas för Amellnova AB av

Medicago AB
Danmark Berga
755 98 Uppsala, Sverige

PI-001-04-SE



amellnova

Bipacksedeln reviderad: 2011-11-13

