

AbsorBurn®

Första hjälpen vid brännskador

Registrering Medical device.

Formulering Gelindräckt kompress av polyuretanskum.

Indikation Första hjälpen vid lindriga brännskador av 1:a och 2:a graden. Lindrar även smärta vid insektsbett, solsveda, brännässlor och maneter.

Användning Applicera kompressen på det skadade området. Låt kompressen ligga kvar i minst 30 minuter.

Innehåll

Carbomer

Natriumhydroxid

Propylenglykol

Lavendelolja

Tea Tree-olja

Germaben II

Demineraliserat vatten

Polyuretan skumförband

Gelpolymer

pH-reglerare

Stabilisator, antioxidant

Doftämne

Antimikrobiell effekt

Konserveringsmedel

Fuktgivare

Bärare av den kylande AbsorBurn gelen

Tips / Bra att veta AbsorBurn har en kylande och lindrande effekt. På brännskador gör den kylande effekten att skadans utbredning begränsas under förutsättning att AbsorBurn gel-kompress läggs på så snabbt som möjligt. Den kylande och lindrande effekten hjälper även vid klåda, t ex efter brännässlor eller insektsbett. Låt AbsorBurn ligga på minst 30 min. Finns även som gel i en 100 ml tub samt som ett startkit med gelkompresser i olika storlekar samt geltuben. Tillverkas i Askersund Sverige.

Tillverkas och marknadsförs av

ABIGO Medical AB

Tel: 031-748 49 50

e-post: pharma@abigo.se



Produkt

Konsumentförpackning

AbsorBurn gelkompress 10x10 cm

Varunr (KD/Oriola)

Antal förp.

1 st

